



01 Dreidimensionales Train-Aktivgestrick

für ideale Passform

02 Druckminimierter Randbereich

beugt Einschnürungen vor

03 Hohe Dehnbarkeit

für leichtes An- und Ablegen, angenehm zu tragen

04 Viskoelastische Epicon+ Pads mit Epikondylenausparungen

unterstützen und entlasten den Ellenbogen, beschleunigen die Resorption von Ödemen und Ergüssen für eine sichere Positionierung der Bandage

05 Festere Materialkomponente mit Friktionsnoppen

lindert Schmerzen und fördert den Heilungsprozess des Ellenbogens

06 Ellenbeuge mit weicher und atmungsaktiver Zone

erhöht den Tragekomfort

Größentabelle



Größe	Umfang*
0	21–23
1	23–25
2	25–27
3	27–29
4	29–31
5	31–33
6	33–35

*alle Maße in cm

Neuer Messpunkt: Stärkste Unterarmstelle